



UltraVac+
Chambre d'aspiration
et de séchage

Système de restauration d'appareils auditifs

Conçu pour donner aux distributeurs et aux techniciens un outil fonctionnel pour réparer, restaurer et entretenir les appareils auditifs.

Enlève efficacement le cérumen et les débris des tubes et orifices des appareils auditifs.



UltraVac+

Spécifications techniques

Puissance requise : 100 – 240 V, 50/60 Hz

Consommation d'énergie : <100 Watts

Fusible : 2,5 A à 100-240 V

Température de fonctionnement : 0 à 50 °C • 32 à 120 °F

Filtre à débris : I-635

Embouts d'aspiration : calibres 14, 15, 2-18 et 2-20 avec fixation à verrouillage

Temps du cycle de chambre de séchage : 4 minutes avec arrêt automatique

Plage d'aspiration de la chambre de séchage : 24+ pouces de Hg

Baguette d'aspiration : utilisation continue

Baguette de pression : utilisation continue

Dimensions : environ 29 cm x 31 cm x 16 cm (L x l x H) 11,25 po x 12 po x 6,25 po (L x l x H)

Poids : environ 5 kg • environ 11 livres

Accessoires standard : gobelet avec filtre de la chambre de séchage, baguette d'aspiration avec filtre, baguette de pression, 6 embouts de baguette d'aspiration, kit d'outils de nettoyage, mode d'emploi

MedRx ULTRA VAC

- Affichage numérique de la pression de la chambre et du temps restant
- Détection automatique du mode de fonctionnement
- Les baguettes de pression et d'aspiration distinctes minimisent les débris dans le système
- Filtre à vide en ligne pour plus de fiabilité
- Cycle de la chambre de séchage de 4 minutes
- Arrêt automatique

Fonctions de votre UltraVac+

La chambre de séchage – Chasse l'humidité piégée à l'intérieur des appareils auditifs. Vous pouvez mettre deux appareils intra-auriculaires ou un contour d'oreille avec un moule auriculaire dans la chambre en même temps.

La baguette d'aspiration – Utilisée pour extraire du cérumen et des débris des tubes récepteurs, tubes du microphone, compartiments de ventilations et de pile des appareils auditifs.

La baguette de pression – Utilisée pour dégager les embouts obstrués de la baguette d'aspiration et souffler des débris des tubes de récepteur, tubes du microphone, compartiments de ventilations et de pile des appareils auditifs.

MedRx®

Les bonnes choses viennent dans de petits écrans

MedRx International

DGS Diagnostics Sp. z o.o.

Rosówek 43

72-001 Kołbaskowo, Pologne

Tél. : +48 91 835 63 00

E-mail : orders@medrx-diagnostics.com

www.medrx-diagnostics.com

Distribué par :



Les baguettes de pression et d'aspiration fonctionnent simultanément.

MX-UV-INTDS-1-FR Rev. 3

