

Perché dovrete Usare i tappini per le orecchie solo una volta?

Si consiglia di utilizzare i tappini una sola volta per evitare la diffusione di infezioni alle orecchie.

Siamo certi che siano tutti d'accordo su questo punto: è essenziale prevenire la trasmissione involontaria di malattie nell'ambulatorio/studio. In realtà, non è così difficile prevenire la diffusione delle infezioni: basta utilizzare un nuovo inserto auricolare per ogni paziente! In questo modo è possibile ridurre in modo significativo o addirittura evitare il verificarsi di contaminazioni crociate.

Il cerume può contenere agenti infettivi

Il cerume è considerato portatore di agenti infettivi solo se contaminato da sangue o muco. Tuttavia, il colore e la viscosità del cerume possono rendere difficile l'identificazione visiva di questi reperti.

Il cerume deve quindi essere generalmente considerato un potenziale agente infettivo. Soprattutto quando si trattano bambini e pazienti con un sistema immunitario compromesso, come gli anziani, è opportuno utilizzare tappini nuovi per allontanare il rischio di infezioni.

I tappini monouso monouso sono costosi?

L'acquisto di nuovi tappini è senz'altro la scelta più conveniente se paragonata al tempo e ai costi necessari per la pulizia dei tappini vecchi, nonché alla loro minore efficacia per la perdita di elasticità.

Lavorare con maggiore efficienza in termini di costi

Se si utilizza un nuovo inserto per ogni paziente, si otterrà una tenuta molto più affidabile rispetto agli inserti utilizzati più volte. Quanto tempo avete perso cercando di ottenere una buona tenuta durante una misurazione? Con i tappini monouso monouso, si ha la possibilità di scegliere l'inserto esatto che si adatta bene e in modo affidabile a ogni paziente. Ciò significa che è necessario programmare meno tempo per il test e, nella maggior parte dei casi, è possibile aumentare di conseguenza il numero dei pazienti visitati quotidianamente. Il costo dei tappini è significativamente inferiore al guadagno che si può ottenere trattando un paziente in più.

6 Buoni motivi per utilizzare nuovi tappi nuovi tappini per ogni paziente:

1

Riduzione del rischio di contaminazione

Quando si puliscono gli inserti auricolari, non si può mai essere sicuri al 100% che siano completamente privi di germi.

2

Riduzione del rischio di una tenuta non ottimale

Con il tempo, la capacità degli inserti auricolari di una buona tenuta diminuisce. Questo porta a risultati meno accurati e a tempi di misurazione più lunghi.

3

Eliminazione del rischio di allergia da detergenti

I residui dei detergenti possono scatenare reazioni allergiche in alcuni pazienti.

4

Soddisfazione del paziente

I pazienti si sentono più sicuri e tutelati appena sono informati che saranno utilizzati tappini usa e getta per le loro orecchie.

5

Semplicità e facilità

Pulire i tappini nel giusto modo e con detergenti specifici complica il flusso del lavoro. Sostituire i tappini è anche una scelta di semplicità per agevolare i procedimenti.

6

Affidabilità

Un tappino nuovo garantisce una tenuta ottimale per risultati affidabili e veloci, senza perdite di tempo.

TAPPINI

Tappini monouso ADI

Tenere presente le informazioni sulla compatibilità riportate a pagina 3

Tappini a forma di fungo



Codice	Informazioni su	Diametro	Confezione
8013001	Blu	7 mm	25 pezzi.
8013002	Blu	7 mm	100 pezzi.
8013003	Giallo	8 mm	25 pezzi.
8013004	Giallo	8 mm	100 pezzi.
8012969	Verde	9 mm	25 pezzi.
8012970	Verde	9 mm	100 pezzi.
8012971	Rosso	10 mm	25 pezzi.
8012972	Rosso	10 mm	100 pezzi.
8012973	Blu	11 mm	25 pezzi.
8012974	Blu	11 mm	100 pezzi.
8012975	Giallo	12 mm	25 pezzi.
8012976	Giallo	12 mm	100 pezzi.
8012977	Verde	13 mm	25 pezzi.
8012978	Verde	13 mm	100 pezzi.
8012979	Rosso	14 mm	25 pezzi.
8012980	Rosso	14 mm	100 pezzi.
8012981	Blu	15 mm	25 pezzi.
8012982	Blu	15 mm	100 pezzi.
8012983	Giallo	19 mm	25 pezzi.
8012984	Giallo	19 mm	100 pezzi.

TAPPINI

Tappini a forma di ombrello



Codice	Informazioni su	Diametro	Confezione
8012985	Verde	7,5 mm	25 pezzi.
8012986	Verde	7,5 mm	100 pezzi.
8012987	Rosso	9 mm	25 pezzi.
8012988	Rosso	9 mm	100 pezzi.
8012989	Blu	10 mm	25 pezzi.
8012990	Blu	10 mm	100 pezzi.
8012991	Giallo	11 mm	25 pezzi.
8012992	Giallo	11 mm	100 pezzi.
8012993	Verde	13 mm	25 pezzi.
8012994	Verde	13 mm	100 pezzi.
8012995	Giallo	15 mm	25 pezzi.
8012996	Giallo	15 mm	100 pezzi.
8012997	Verde	19 mm	25 pezzi.
8012998	Verde	19 mm	100 pezzi.
8012999	Giallo	22 mm	25 pezzi.
8013000	Giallo	22 mm	100 pezzi.

Tappini flangiati per neonati



Codice	Informazioni su	Diametro	Confezione
8502837	Verde	3 mm	25 pezzi.
8502838	Verde	3 mm	100 pezzi.
8012963	Rosso	3-5 mm	25 pezzi.
8012964	Rosso	3-5 mm	100 pezzi.
8012965	Blu	4-7 mm	25 pezzi.
8012966	Blu	4-7 mm	100 pezzi.
8012967	Giallo	5-8 mm	25 pezzi.
8012968	Giallo	5-8 mm	100 pezzi.

SCATOLE MISTE DI TAPPINI

Le nostre confezioni miste contengono i seguenti tappini:

Tappini a forma di fungo

da 7mm a 19mm



Tappini a forma di ombrello

Da 7,5mm a 22mm



Tappini flangiati per neonati

3mm, 3,5mm, 4,7mm, 5,8mm



Codice	Descrizione
8511445	10 pezzi ciascuno di: 7-15 mm, a forma di fungo 6 pezzi ciascuno di: 3, 3-5, 4-7 e 5-8 mm, flangiati 10 pezzi da: 19 mm, a forma di fungo Numero totale: 124 tappi per orecchie
8012838	10 pezzi ciascuno da: 7-14 mm, a forma di fungo 6 pezzi ciascuno da: 3-5 e 5-8 mm, flangiati 4 pezzi di: 4-7 mm, flangiati e 15 mm a forma di fungo 2 pezzi da: 19 mm, a forma di fungo Numero totale: 102 tappi per orecchie
8501572	2 ciascuno di misure 7-19 mm, a forma di fungo 25 pezzi ciascuno di: 3, 3-5, 4-7 e 5-8 mm, Flangiati numero totale: 120 tappi per orecchie

I tappini ADI sono compatibili con le seguenti punte della sonda:

Codice	Descrizione
8107762 	Interacoustics: AA220/AA222 AT235 IIIa gen., Lyra, Titan MAICO: easyScreen, easyTymp (con 30 cm di prolunga)*, touchTymp
8500430 	Interacoustics: AA220/AA222, AT235 I E II (punta della sonda scura) MAICO: Tymp MI24/MI34 (punta della sonda scura)
8001701 	Interacoustics: Titan Screening, Titan con prolunga sonda vecchio modello* MAICO: easyTymp
8012835 	Interacoustics Eclipse
8012960 	Interacoustics Eclipse
8102340 	MAICO EroScan Classic - Con estensione sonda
1005659 	MAICO EroScan Classic - Sonda interna (sul dispositivo portatile)
8104159 (100 pezzi) 8029054 (500 pezzi) 	MAICO EroScan Plus, Interacoustics OtoRead corrente
8002592 	Interacoustics MT10
8012836 	Interacoustics OtoRead (predecessore)

TAPPINI MONOUSO

Tappini per cuffie ad inserto



Codice	Descrizione	Confezione
8527912	Tappini in schiuma Sanibel, piccolo (9,7 mm)	50 pezzi.
8527913	Tappini in schiuma Sanibel, piccolo (9,7 mm)	100 pezzi.
8527915	Tappini in schiuma Sanibel, piccolo (9,7 mm)	750 pezzi.
8527918	Tappini in schiuma Sanibel, medio (13,7 mm)	50 pezzi.
8527920	Tappini in schiuma Sanibel, medio (13,7 mm)	100 pezzi.
8527921	Tappini in schiuma Sanibel, medio (13,7 mm)	750 pezzi.
8535534	Tappini in schiuma Sanibel, Jumbo (17,8 mm)	24 pezzi.

Adattatore per tappini in schiuma



Codice	Descrizione	Confezione
8500140	Universale, bianco	10 pezzi.
8107391	Universale, nero	10 pezzi.
8500580	Universale, trasparente	6 pezzi.

TAPPINI MONOUSO

Tappini per MAICO easyScreen



Codice	Descrizione	Confezione
8522759	Tappini A (conici)	25 pezzi.
8522758	Tappini A (conici)	100 pezzi.
8522761	Tappini, C (stretto)	25 pezzi.
8522760	Tappini, C (stretto)	100 pezzi.

Tappini per Madsen/Otometrics AccuScreen



Codice	Descrizione	Confezione
8106367	3,7 mm, giallo	50 pezzi.
8106368	4,0 mm, verde chiaro	50 pezzi.
8106369	4,5 mm, rosa chiaro	50 pezzi.
8106370	5,0 mm, blu chiaro	50 pezzi.
8106371	4 - 7 mm, trasparente	50 pezzi.