



science made smarter*

Clavier d'audiométrie

L'audiométrie tout confort



Le clavier d'audiométrie d'Interacoustics est un clavier spécifiquement conçu pour l'audiométrie que vous pouvez utiliser en parallèle avec votre clavier d'ordinateur habituel. Il s'intègre facilement à votre flux de travail actuel et permet une transition fluide vers un audiomètre sur PC.

Améliorez votre quotidien quasiment sans effort

Il suffit d'une rapide période d'apprentissage pour utiliser parfaitement le clavier d'audiométrie. Celui-ci vous permettra de vous concentrer sur vos patients plutôt que

sur la technologie. Pour commencer, branchez le clavier sur un port USB de votre ordinateur et vous êtes prêt à effectuer des tests. Vous pouvez également personnaliser les touches en fonction de vos besoins et préférences spécifiques.

Facile à intégrer dans votre centre

Compact, le clavier d'audiométrie trouvera sa place même dans les petits espaces où vous pourrez l'utiliser sans sacrifier trop de place. Lorsqu'il n'est pas utilisé, vous pouvez le ranger facilement.

Une conception axée sur le patient

L'aspect du clavier ergonomique vous aide à vous concentrer exclusivement sur le patient, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte. Ceci est rassurant, aussi bien pour les praticiens que pour leurs patients.

Conçu pour réduire le risque d'infection

Les matériaux et surfaces qui composent le clavier d'audiométrie sont faciles à nettoyer pour réduire le risque d'infection. Vous pouvez essuyer l'appareil rapidement après chaque utilisation pour qu'il reste toujours propre et hygiénique.

Compatible avec :



*Et la science devient tout simplement plus facile


Interacoustics

Audiométrie
~~~~~

Tympanométrie

PEA

OEA

Adaptation des aides auditives

Explorations vestibulaires

Interacoustics A/S Audiometer Allé 1 5500 Middelfart Denmark Tel: +45 6371 3555 info@interacoustics.com interacoustics.com